




If caregivers have a choice, they choose Lopital



Sirocco basic & deluxe Duschliege






Geeignet für Personen mit stark eingeschränkter bis sehr stark eingeschränkter Mobilität

6100 2500 / 2510 / 2505

Sirocco basic & deluxe

- Maximale Belastung 227 kg.
- Höhenverstellbar, elektrisch betrieben und ausgestattet mit herausnehmbarem Akku, Notabstiegsfunktion, Notstopp und benutzerfreundlichem Ladegerät.
- Rückenverstellung bis 25 Grad (Sirocco deluxe).
- Einfache und sichere Bedienung der Seitengitter mit Arretierung.
- Korrosionsbeständig durch Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und verzinkte Teile.
- Elegantes Finish für optimale Reinigung und Desinfektion.
- Seitengitter mit 2 Positionen (normal und breit).
- Bequem Matratze, antibakteriell, schwer entflammbar und frei von schädlichen Weichmachern.
- Ablauf links und rechts möglich.
- Kopfbedeckung Standard bei Basic, optional bei Deluxe.




6100 2500
Sirocco basic Duschliege
Inklusive Kissen




6100 2505
Sirocco basic feste Höhe Duschliege
Inklusive Kissen


6100 2510
Sirocco deluxe Duschliege




Sirocco basic Duschliege




Sirocco deluxe Duschliege




39 cm (15.4")




95 cm (37.4")



Sirocco basic feste Höhe Duschliege



37 cm
(14.6")



Technische Daten

- Anheben/Absenken Elektrisch
- Handbedienung 4-Tasten-Handbedienung, IPX6
- Steuerbox 24VDC, max. 250 W IPX6
- Akku 24 V, 2,9 Ah IPX6
- Batterieladegerät 100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz, max. 1A, Ladestation (Wand)

| Produktnr. | Produktbeschreibung | Äußere Länge | Äußere Breite | Innenlänge | Innenbreite | Hoch / niedrig | Max. Tragfähigkeit kg | Produktgewicht kg |
|------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 6100 2500 | Sirocco basic Duschliege | 186 206 | 93 | 170-190 | 70-93 | 45-95 | 227 | 75 |
| 6100 2505 | Sirocco basic feste Höhe Duschliege | 186 206 | 93 | 170-190 | 70-93 | - | 150 | 71 |
| 6100 2510 | Sirocco deluxe Duschliege | 186 206 | 93 | 170-190 | 70-93 | 45-95 | 227 | 75 |
| 6720 0005 | Matratze 186 basic | - | - | 170 | 70 | - | - | - |
| 6720 0015 | Matratze 206 basic | - | - | 190 | 70 | - | - | - |
| 6720 0010 | Matratze 186 deluxe | - | - | 170 | 70 | - | - | - |
| 6720 0020 | Matratze 206 deluxe | - | - | 190 | 70 | - | - | - |

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.



Mit integrierter Längenverstellung



Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website: www.lopital.de
 Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Alle von Lopital hergestellten Geräte entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse 1 (MDR (EU) 2017/745)

Copyright ©2025 Lopital. All rights reserved.



Scan voor informatie